

Бытовой гибкий электрообогреватель «ЭМ-01-6»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для локального обогрева тела.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Напряжение питания	- 220 В , 50 Гц
2.2. Потребляемая мощность не более	- 27 Вт
2.3. Режим работы :	
в режиме 1	(13,5 Вт) продолжительный
в режиме 2	(27 Вт) - не более 30 минут
2.4. Габаритные размеры не более	- 50 x 40 см
2.5. Масса	не более - 0,5 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-6»	- 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации	- 1 экз.
3.3. Потребительская тара	- 1 шт.

4 . ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
- 4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
- 4.3. Включить изделие в сеть,(вставить вилку в розетку)
- 4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.(выдернуть вилку из розетки)

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАНИЕ !

Во избежании несчастных случаев запрещается

Разбирать нагревательный элемент изделия.

Не употреблять в сложенном виде.

Не оставлять включенное изделие без присмотра

Не спать при включенном электрообогревателе.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Сохранить с целью дальнейшего использования

- *Прочитать внимательно инструкцию.
 - *Не употреблять в сложенном виде.
 - *Не втыкать булавок.
 - *Не использовать в мокром состоянии.
 - *Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
 - *Не стирать.
 - *Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной таре при температуре от 5 до 40 С.
 - *Избегать образования в изделии отчётливых складок.
 - *Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае обнаружения признаков повреждения, необходимо прекратить пользование изделием.
 - *Продолжительное применение в верхней установке может привести к ожогу кожи.
 - *Не использовать для обогрева постели.
 - *Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
 - *Изделие не предназначено для употребления в больницах.
 - *Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации.
- Внимание!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует

ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска март 2018 Штамп ОТК

Продан _____ Дата продажи _____

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации .
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации бытового гибкого электрообогревателя 1 год со дня продажи.
- 7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием изготовителем.

Россия , 241024, г.Брянск, ул.Правобережная, д.2, Беликин Д.В.